



Multifunktionsmessgerät

Liebe Nutzerinnen und Nutzer,

Vielen Dank, dass Sie sich für das **Keto-Mojo™ GKI** Multifunktionsmessgerät entschieden haben! Das **Keto-Mojo™ GKI** Multifunktionsmessgerät wurde für den einfachen Test von Glucose/Blut Keton entwickelt und hilft Ihnen, sie unter Kontrolle zu halten.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam, bevor Sie Ihr Messgerät benutzen. Bewahren Sie sie bitte gut auf, für den Fall, dass Sie in der Zukunft etwas nachschlagen möchten.

Wir danken Ihnen nochmals dafür, dass Sie das **Keto-Mojo™ GKI** Multifunktionsmessgerät gewählt haben.

Prinzip und Verwendungszweck

Das **Keto-Mojo™ GKI** Multifunktionsmessgerät dient zur quantitativen Messung der Blutzuckerkonzentration in frischem Vollblut mit Kapillaren, Venen, Arterien und Neugeborenen sowie der Blutketonkonzentration in frischem Vollblut mit Kapillaren. Das **Keto-Mojo™ GKI** Multifunktionsmessgerät basiert auf der Messung des elektrischen Stroms, der durch die Reaktion von Glucose / Keton mit den Reagenzien auf der Elektrode des Teststreifens verursacht wird. Die Blutprobe wird durch Kapillarwirkung in die Spitze des Teststreifens gezogen. Glucose / Keton in der Probe reagiert mit dem Enzym und dem Mediator. Es werden Elektronen erzeugt, die einen Strom erzeugen, der positiv mit der Glucose / Keton-Konzentration in der Probe korreliert. Nach der Reaktionszeit wird die Glucose / Keton-Konzentration in der Probe angezeigt. Das Messgerät ist kalibriert, um plasmakalibrierte Ergebnisse anzuzeigen.

Das **Keto-Mojo™ GKI** Multifunktionsmessgerät ist für die Verwendung außerhalb des Körpers (In-vitro-Diagnostik) durch zu Hause lebende Personen und medizinisches Fachpersonal im klinischen Umfeld vorgesehen, um die Wirksamkeit der Diabetes-Kontrolle zu überwachen. Das System sollte nicht zur Diagnose von Diabetes verwendet werden. Fachleute können auch Blutproben von Neugeborenen, Venen und Arterien untersuchen.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Die Testinstrumente verstehen.....	1
Ihr Messsystem: Ein Überblick.....	1
Die Anzeige Ihres Messgeräts.....	2
Wichtige Sicherheitshinweise.....	4
2. Das System einrichten.....	5
Datum und Uhrzeit einstellen.....	5
Audiofunktion einstellen.....	6
Stellen Sie den Testalarm ein.....	7
Setzen Sie den Mahlzeit Marker.....	8
Stellen Sie die Hypoglykämie-Warnung ein.....	8
Stellen Sie die Keton-Warnung ein.....	8
Koppeln Sie Ihr Gerät mit dem Smartphone.....	9
3. Einen Test durchführen.....	10
Teststreifen vorbereiten.....	10
Stechhilfe vorbereiten.....	11
Einen Blutropfen erhalten und testen.....	12
Alternative Teststelle.....	15
GKI Test.....	16
Testen mit Kontrolllösung.....	21
Den Gerätespeicher benutzen.....	23
4. Wartung und Fehlerbehandlung.....	25
Die Batterie wechseln.....	25
Pflegen Sie Ihr Messsystem.....	26
Fehlerbehebung.....	26
5. Technische Informationen.....	28
Systemspezifikationen.....	28
Einschränkungen.....	29
Garantieleistung.....	29
Symbolindex.....	30

KAPITEL 1: DIE TESTINSTRUMENTE VERSTEHEN

Ihr Messsystem: Ein Überblick

Das **Keto-Mojo™ GKI** Multifunktionsmessgerät und ein Teststreifen

Das einzeln eingesetzte **Keto-Mojo™ GKI** Messgerät testet sowohl Glukose- als auch Keton-Teststreifen ab.



PROBESTELLE

Wo das Blut eingesaugt wird.



ELEKTROCODE-ENDE

Dieses Ende wird mit der Oberseite nach oben in den Teststreifenanschluss am Messgerät eingeführt.

BILDSCHIRM

Zeigt Testergebnis, Nachrichten und zugehörige Informationen an.



TESTSTREIFENPORT

Legen Sie einen Teststreifen in den Streifenanschluss oben auf dem Zähler ein.

Das Leuchtband schaltet sich automatisch ein, wenn das Messgerät eingeschaltet ist.

HAUPTTASTE

Drücken Sie, um das Messgerät ein- und auszuschalten und die GKI-Funktion zu aktivieren.



SEITENTASTEN






Zwischen verschiedenen Funktionen und Einstellungen wechseln.

Die Anzeige Ihres Messgeräts

Das folgende Bild zeigt alle Zeichen und Symbole, die auf der Anzeige Ihres Messgeräts erscheinen können. Stellen Sie sicher, dass das Display richtig anzeigt. Alle Anzeichen und Symbole sollen deutlich und genau wie in folgender Abbildung zu sehen. Bei Fragen wenden Sie sich an **Keto-Mojo** um weitere Unterstützung zu erhalten.



Zeichen	Was das bedeutet
88/18	Gibt das aktuelle Datum an, im Bereich oben links.
88:88	Gibt das Jahr oder die Uhrzeit an, im Bereich oben rechts.
d/m	Datum, Monat Format
*	Zeigt eine erfolgreiche Bluetooth-Kommunikation an
⊗	Zeigt an, dass die Bluetooth-Kommunikation fehlgeschlagen ist
⌚	Zeigt an, dass Alarime eingestellt wurden.
GLU	Blutzuckertestmodus
GKI	Glukose-Keton-Index und GKI-Testmodus.
KET	Blutketon-Testmodus.
A	Zeigt den Durchschnittswert an.
+	Zeigt an, dass die Batterie schwach ist oder ersetzt werden muss.
MEM	Speicher
0000	Zeigt Testergebnisse oder Fehlercodes im Zentrum der Anzeige.

	Das System ist bereit für einen Test.
Ketone?	Keton-Warnung
Hypa	Weist darauf hin, dass ein niedriges Testergebnis zu Hypoglykämie führen kann.
	Marker vor dem Essen
	Marker nach dem Essen.
	Kontrolltestergebnis.
mg/dL mmol/L	Die Testergebnisse werden in mg / dL oder mmol / L gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften angezeigt.
	Zeigt an, dass die Temperatur nicht zum Testen geeignet ist.

Hinweis:

Ihr **Keto-Mojo™ GKI-Meter** ist mit einer Signalton-Funktion voreingestellt. Das Messgerät piept, wenn:

- Das Messgerät eingeschaltet wird.
- Der Teststreifen ist eingeführt und bereit für das Blutprobe oder einen Kontrolllösungstropfen.
- Ausreichende Blut oder Kontrolllösung eingesaugt wird.
- Der Test beendet.
- Es ist Zeit für einen Test, wenn Sie Testalarm eingestellt haben.
- Wenn ein Fehler während der Durchführung des Testes auftaucht.

Meter Use and Precautions

- Das Gerät ist so eingestellt, dass die Blutzuckerkonzentration entweder in Millimol pro Liter (mmol/L) oder in Milligramm pro Deziliter (mg/dL) angezeigt wird, abhängig davon, welche Maßeinheit in Ihrem Land als Standard verwendet wird. Das Messgerät ist voreingestellt, um die Blutketonkonzentration in Millimol pro Liter (mmol/L) anzuzeigen. Die Maßeinheit kann nicht angepasst werden.
- Schützen Sie Ihr Messgerät bitte vor Wasser und sonstigen Flüssigkeiten.
- Halten Sie die Öffnung bitte sauber, in die Teststreifen eingeführt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen und Feuchtigkeit. Lassen Sie es bitte nicht im Auto liegen.
- Lassen Sie das Messgerät nicht fallen oder nass werden. Wenn es doch herunterfällt oder nass wird, überprüfen Sie bitte das Gerät, indem Sie einen Qualitätskontrolltest durchführen (siehe Abschnitt Testen mit der Kontrolllösung).
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander. Wenn Sie das Gerät auseinanderbauen, erlischt die Garantie.
- Im Abschnitt Pflegen Sie Ihr Messgerät finden Sie Hinweise zur Reinigung des Geräts.
- Bewahren Sie das Messgerät und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Hinweis: Beachten Sie beim Entsorgen des Messgeräts die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und die örtlichen Bestimmungen.

Vorbeugende Warnhinweise zu allen Blutzucker-Messsystemen bezüglich EMC

1. Dieses Instrument wurde auf Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2 geprüft. Jedoch kann die Nutzung dieses Instruments in einer trockenen Umgebung, insbesondere mit synthetischen Materialien (synthetische Kleidung, Teppiche usw.) statische Entladungen verursachen, die zu fehlerhaften Ergebnissen führen können.
2. Dieses Instrument erfüllt die in EN61326-1 und EN61326-2-6 beschriebenen Anforderungen hinsichtlich Emissionen und Störfestigkeit. Verwenden Sie das Gerät bitte nicht in unmittelbarer Nähe von Quellen mit hoher elektromagnetischer Strahlung. Dies kann den ordnungsgemäßen Betrieb des Messgeräts beeinträchtigen.
3. Für den professionellen Gebrauch sollte vor dem Einsatz des Messgeräts die Umgebung auf elektromagnetische Quellen überprüft werden.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Messgerät bitte nicht, wenn es ins Wasser fällt oder Wasser darauf spritzt.
- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände vor und nach dem Test.
- Teststreifen und Lanzetten dürfen jeweils nur einmal benutzt werden.
- Lassen Sie kein Blut direkt auf die flache Oberfläche des Teststreifens fallen.
- Überprüfen Sie das Verfallsdatum und das Datum der Entsorgung auf Ihrem Teststreifen-Folienbeutel / Kit-Karton und dem Kontrolllösungsflaschenetikett.
- Verwenden Sie mit Ihrem **Keto-Mojo™ GKI** Multifunktionsmessgerät nur **Keto-Mojo™** Blutzucker- / Blutketonteststreifen.
- Verwenden Sie für Ihr **Keto-Mojo™ GKI** Multifunktionsmessgerät nur **Keto-Mojo™** Blutzucker- / Blutketon-Kontrolllösung.



Achtung! Mögliche Biogefährdung

Angehörige von Gesundheitsberufler oder Personen, die dieses System bei mehreren Patienten verwenden, sollten das von ihrer Einrichtung genehmigte Infektionskontrollverfahren befolgen.

Alle Produkte oder Gegenstände, die mit dem Blut in Kontakt kommen, sollten, sogar nach der Reinigung, so behandelt werden, als ob sie eine Viruserkrankung übertragen könnten.

KAPITEL 2: DAS SYSTEM EINRICHTEN

Bevor Sie Ihr Messgerät erstmalig verwenden, sollten Sie die Einstellungen Ihres Geräts überprüfen und aktualisieren.

Datum und Uhrzeit einstellen

1. Rufen Sie den Einstellmodus auf und stellen Sie die Uhr ein

Wenn das Messgerät ausgeschaltet ist, halten Sie den Ein- / Ausschalter länger als 2 Sekunden gedrückt, bis das Messgerät einen Signalton ausgibt, um in den Einstellungsmodus zu wechseln. Drücken Sie die Taste auf der linken Seite des Messgeräts, um die Uhrzeit auf 12 oder 24 Stunden einzustellen, und drücken Sie dann die Ein / Aus-Taste, um Ihre Auswahl zu speichern. Jetzt können Sie mit dem Einstellen des Datums fortfahren.



2. Stellen Sie das Datum ein

Die Jahreszahl blinkt jetzt im Display. Drücken Sie die Taste auf der linken Seite des Messgeräts, um die Jahreszahl einzustellen, und drücken Sie dann die Ein / Aus-Taste, bis das Messgerät einen Signalton ausgibt, um die Einstellung vorzunehmen.



Der Monat blinkt jetzt. Drücken Sie die Seitentaste, um den Monat einzustellen. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste, bis das Messgerät zum Einstellen einen Signalton ausgibt.



Das Datum blinkt nun. Drücken Sie die Seitentaste, um das Datum einzustellen, bis die Datumseinstellung abgeschlossen ist. Drücken Sie dann die Ein / Aus-Taste, bis das Messgerät einen Signalton ausgibt, um die Einstellung vorzunehmen.



3. Stellen Sie die Uhrzeit ein

Drücken Sie nach Abschluss der Datumseinstellung die Ein- / Aus-Taste, bis das Messgerät einen Signalton abgibt. Die Stunde blinkt nun. Drücken Sie die Seitentaste, um die aktuelle Stunde einzustellen, bis die Stundeneinstellung abgeschlossen ist, und drücken Sie dann die Ein / Aus-Taste, bis das Messgerät zum Einstellen einen Signalton ausgibt.



Die Minute blinkt jetzt. Drücken Sie die Seitentaste, um die Minute einzustellen, bis die Minuteneinstellung abgeschlossen ist.



Hinweis: Passen Sie vor der ersten Verwendung des Messgeräts zum Testen die Messgeräteeinstellungen an, um das richtige Datum und die richtige Uhrzeit einzustellen, und stellen Sie sicher, dass die im Speicher abgelegten Ergebnisse mit dem richtigen Datum und der richtigen Uhrzeit angezeigt werden.

Stellen Sie die Audio-Funktion ein


Drücken Sie nach dem Einstellen der Uhrzeit die Ein / Aus-Taste, bis das Messgerät einen Signalton abgibt. Der Signalton blinkt nun. Drücken Sie die Seitentaste, um EIN oder AUS einzustellen, und drücken Sie die Ein / Aus-Taste, um die Audioeinstellungen zu speichern.




Stellen Sie den Testalarm ein

Nachdem die Audioeinstellungen abgeschlossen sind, wechselt das Messgerät in den Testalarm-Einstellmodus. Die Erinnerungsfunktion erinnert den Benutzer daran, eine Messung durchzuführen. Sie können bis zu 5 Erinnerungen pro Tag einrichten. Wenn Sie 5 Testalarme einschalten (A1, A2, A3, A4 und A5), sind für Ihr Messgerät die folgenden Zeiten voreingestellt, die Sie jederzeit an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

A1 7:00 A2 9:00 A3 14:00 A4 18:00 A5 22:00

Bevor Sie die Uhrzeit einstellen, die  und das Wort „OFF“ werden angezeigt, das Symbol „A1“ blinkt. Drücken Sie die Seitentaste, um die Alarmfunktion ein- oder auszuschalten, und drücken Sie die Ein- / Aus-Taste, um die Einstellungen zu speichern.



Wenn Sie „Ein“ wählen, blinkt die Stunde, „A1“ und die  bleibt auf dem Display. Drücken Sie die Seitentaste, um die Stunde auszuwählen. Drücken Sie zum Einstellen die Ein / Aus-Taste.



Die Minute blinkt. Drücken Sie die Seitentaste, um 00, 15, 30 oder 45 auszuwählen. Dies sind die einzigen Optionen. Drücken Sie zum Einstellen die Ein / Aus-Taste.



Der nächste Alarm „A2“ blinkt im Display mit „OFF“.




Sie können entweder einen zweiten Alarm einstellen, indem Sie die Seitentaste

drücken, um den zweiten Alarm einzuschalten. Gehen Sie genauso vor, um die Restalarme einzustellen.

Hinweis: Wenn das Messgerät zur Testerinnerungszeit eingeschaltet ist, wird der Testalarm nicht aktiviert.

Setzen Sie den Mahlzeit Marker

Nachdem Sie die Testalarmfunktionen eingestellt haben, blinken die Symbole von  zusammen mit dem Wort „On“ auf dem Display. Drücken Sie die Seitentaste, um die Essensmarkierungsfunktion ein- oder auszuschalten, und drücken Sie zum Einstellen die Ein / Aus-Taste



Stellen Sie die Hypoglykämie-Warnung ein

Nach dem Setzen der Mahlzeitmarkierung können Sie den Hypo-Alarm einstellen, der auf einen möglichen hypoglykämischen Zustand hinweist (zu niedriger Blutzuckerspiegel).

Nachdem Sie die Auswahl des Einstellungstalarms bestätigt haben, blinkt auf dem Display die Anzeige „On“ (Ein). Drücken Sie die Seitentaste, um die Hypo-Alarmfunktion ein- oder auszuschalten, und drücken Sie zum Einstellen die Ein / Aus-Taste. Wenn Sie den Hypo-Alarm auf „Ein“ stellen, zeigt das Display 70 mg/dl mit dem Symbol „GLU“ an. Drücken Sie zum Einstellen die Ein / Aus-Taste.



Hinweis:

- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, um die für Ihren Gesundheitszustand geeignete Hypostufe zu bestimmen.
- Für Angehörige der Gesundheitsberufe kann der hypoglykämische Spiegel von Person zu Person unterschiedlich sein. Es wird empfohlen, die Hypo-Alarmfunktion auszuschalten, wenn Sie das Messgerät in einer professionellen Einrichtung verwenden.

Stellen Sie die Keton-Warnung ein

Nachdem die Einstellung der Hypowarnung abgeschlossen ist, blinkt das Symbol **Ketone?** zusammen mit dem Wort „On“ auf dem Display. Drücken Sie die

Seitentaste, um die Ketonwarnung ein- oder auszuschalten, und drücken Sie zum Einstellen die Ein / Aus-Taste.



Wenn Sie die Ketonwarnung aktivieren, wird das Symbol **Ketone?** zusammen mit den anderen Symbolen angezeigt, die Sie zuvor festgelegt haben.

Nach dem Einstellen der Keton-Warnung werden auf dem Bildschirm alle Symbole angezeigt, die Sie zuvor eingestellt haben. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste und das Messgerät wird ausgeschaltet.



Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben und die Einstellung ändern möchten, halten Sie die Ein- / Aus-Taste gedrückt, wenn das Messgerät ausgeschaltet ist, und kehren Sie dann in den Einstellungsmodus zurück.

Koppeln Sie Ihr Gerät mit dem Smartphone

Durch das Koppeln werden das **Keto-Mojo™ GKI** Multifunktionsmessgerät und das Smartphone für die Kommunikation miteinander vorbereitet. Der Abstand zwischen dem Messgerät und dem Smartphone sollte maximal 5 Meter betragen. Laden Sie die **Keto-Mojo™ App** herunter, bevor Sie Ihr Messgerät und Ihr Smartphone koppeln.

Hinweis: Die **Keto-Mojo™ App** ist mit Android-Software-Version 4.1 und höher sowie iOS-Version 8.0 und höher kompatibel.



Warnung

Koppeln Sie nicht das Messgerät einer anderen Person mit Ihrem Smartphone. Um das Smartphone mit Ihrem Messgerät zu koppeln, müssen Sie zunächst das Messgerät einschalten und die folgenden Schritte ausführen:

1. Schalten Sie Ihr Messgerät ein.
2. Bluetooth einschalten? auf Ihrem Smartphone.
3. Suchen Sie nach einem Gerät mit dem Namen **Keto-Mojo™ GKI** Meter. Das ist dein Zähler.
4. Tippen Sie auf den Eintrag, der Ihrem **Keto-Mojo™ GKI** -Multifunktionsmessgerät entspricht.
5. Geben Sie Ihren Zählerpasscode über die Tastatur ein. Der Zugangscode besteht aus den letzten 5 Ziffern der Seriennummer auf der Rückseite Ihres Messgeräts.
6. Tippen Sie auf Pair.

KAPITEL 3: DURCHFÜHRUNG EINES TEST

Stellen Sie Ihr Messgerät bitte korrekt ein und halten Sie alle benötigten Materialien bereit, bevor Sie mit dem Test beginnen. Dies umfasst Ihr **Keto-Mojo™ GKI** Multifunktionsmessgerät, die **Keto-Mojo™** Blutzuckerteststreifen, die **Keto-Mojo™** Blutzuckerteststreifen sowie die **Keto-Mojo™** Stechhilfe und -Lanzetten.

Den Teststreifen vorbereiten

1. Waschen und trocknen Sie die Hände gründlich, bevor Sie den Blutzucker messen.
2. Entnehmen Sie einen Teststreifen aus dem Folienbeutel.
3. Führen Sie den Teststreifen in die Öffnung des Messgeräts ein. Dabei zeigen die Pfeile auf dem Teststreifen zum Gerät, wie in der folgenden Abbildung. Nach einem Signalton schaltet sich das Gerät ein.



4. Das Symbol eines Teststreifens leuchtet links unten auf. Das bedeutet: Das Messgerät ist bereit für einen Test.




Ein Hinweis:

Überprüfen Sie die Verfalls- und Entsorgungsdaten auf dem Folienbeutel. Alle Verfallsdaten werden im Format Jahr-Monat gedruckt, z. B. steht 2021-01 für Januar 2021. Stellen Sie sicher, dass der Teststreifen nicht beschädigt ist. Wischen Sie die Teststelle vor dem Test mit einem Alkoholtupfer oder Seifenwasser ab. Waschen Sie mit warmem Wasser die Hände um den Kreislauf zu erhöhen. Trocknen Sie Ihre Hände und die Messstelle gründlich. Stellen Sie sicher, dass sich auf der Teststelle keine Creme oder Lotion befindet.

Die Stechhilfe vorbereiten


Für die Probenahme an der Fingerspitze stellen Sie bitte die Eindringtiefe so ein, dass sie für Sie nicht unangenehm ist. Sie brauchen nicht die durchsichtige Kappe für Fingerspitzeannahme.

1. Schrauben Sie den Deckel der Stechhilfe vom Körper der Stechhilfe ab. Führen Sie eine **Keto-Mojo™** sterile Lanzette vorsichtig in die **Keto-Mojo™** Stechhilfe ein und drücken Sie sie, bis die Lanzette in der Stechhilfe steht.



Hinweis: Für die **Keto-Mojo™** Stechhilfe verwenden Sie **NUR Keto-Mojo™** sterile Lanzette.

2. Halten Sie mit der einen Hand die Stechhilfe fest, und drehen Sie mit der anderen Hand die Sicherungslasche der Lanzette, bis sie sich löst. Nun ziehen Sie die Sicherungslasche von der Lanzette ab. Bewahren Sie die Sicherungslasche bitte für die spätere Entsorgung der gebrauchten Lanzette auf.



3. Schrauben Sie den Deckel der Stechhilfe wieder vorsichtig auf die Stechhilfe. Vermeiden sie es, die freiliegende Nadel zu beröhren. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung wieder vollständig an der Stechhilfe befestigt ist.



4. Passen Sie die Einstichtiefe an, indem Sie die Abdeckung der Stechhilfe drehen. Es gibt verschiedene Einstellungen für die Einstichtiefe. Verwenden Sie die niedrigste Einstellung, bei der immer noch ein ausreichender Blutstropfen austritt, um die Beschwerden zu verringern.



Einstellung:

- 1 für empfindliche Haut
- 2 und 3 für normale Haut
- 4 und 5 für Hornhaut oder dicke Haut

Hinweis:

Ein stärkerer Druck der Stechhilfe gegen den Finger erhöht ebenfalls die Einstichtiefe

Einen Blutstropfen gewinnen und testen

1. Ziehen Sie den Spannzylinder zurück, um die Stechhilfe einzustellen. Sie hören möglicherweise ein Klicken; die Freigabetaste wechselt zu orange, die Stechhilfe ist jetzt geladen und bereit für den Gewinn eines Blutropfen.



2. Drücken Sie die Stechhilfe gegen die Fingerstipze, sodass der Kopf der Stechhilfe auf der Fingerbeere liegt. Drücken Sie die Entriegelungstaste, um die Stelle zu durchstechen. Sie sollten ein Klicken hören, wenn die Stechhilfe aktiviert wird.



3. Massieren Sie vorsichtig von der Basis der Fingerbeeren aus, um die erforderliche Blutmenge zu erhalten. Vermeiden Sie es bitte, den Blutstropfen zu verschmieren. Stich an der Seite der Fingerbeeren lindert am meisten den Schmerz. Testen Sie sofort, nachdem sich ein geeigneter Blutstropfen gebildet hat.



4. Berühren Sie sofort mit der Spitze des Teststreifens den Blutstropfen. Das Blut wird durch die Spitze in den Teststreifen gezogen. Stellen Sie sicher, dass die Blutprobe das Kontrollfenster an der Streifenspitze vollständig gefüllt hat. Halten Sie die Spitze des Teststreifens so lange in den Blutstropfen, bis das Messgerät einen Signalton ausgibt.




Ein Hinweis:

Wenn die Blutprobe das Kontrollfenster nicht ausfüllt, fügen Sie bitte keinen zweiten Tropfen hinzu. Entsorgen Sie stattdessen den Teststreifen und führen Sie einen neuen Test mit einem neuen Teststreifen durch.

5. Bei Glukosetests zählt das Messgerät von 5 auf 1 herunter und bei Ketontests zählt das Messgerät von 9 auf 1 herunter. Das Testergebnis wird automatisch im Messgerät gespeichert. Bitte berühren Sie den Teststreifen nicht während des Countdowns, da dies zu einem Fehler führen kann.

Entsorgung benutzter Teststreifen

Sie können mit der Hand den gebrauchten Teststreifen werfen. Das Messgerät schaltet automatisch nach einem Piepton aus.



Mögliche Biogefährdung

Entsorgen Sie die gebrauchten Teststreifen als medizinischen Abfall.

Fragwürdige oder inkonsistente Ergebnisse

Wenn Ihr Blutzuckerergebnis nicht mit Ihrem Gefühl übereinstimmt, bitte:

- Überprüfen Sie das Ablaufdatum und das Verfallsdatum des Teststreifens.
- Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur während des Blutzuckertests zwischen 5 und 45 °C und zwischen 7,5 und 45 °C liegt, um das Blutketon zu testen.
- Stellen Sie sicher, dass die Teststreifen kühl und trocken gelagert wurden.
- Stellen Sie sicher, dass die Teststreifen aus der Folienbeutel unmittelbar verwendet wurde.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Testverlauf richtig verfolgt haben.
- Führen Sie einen Kontrolltest durch (Anweisung finden Sie unter „Durchführung eines Kontrolltests“).

Nachdem Sie alle obengenannten Bedingungen erfüllt haben, wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen. Wenn Sie sich des Problems immer noch nicht sicher sind, wenden Sie sich umgehend an **Keto-Mojo**, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Die gebrauchte Lanzette entsorgen

Schrauben Sie den Deckel der Stechhilfe ab. Legen Sie die Sicherheitslasche der Lanzette auf eine harte Oberfläche und führen Sie die Lanzettennadel vorsichtig in die Sicherheitslasche ein.



Bitte drücken Sie die Entriegelungstaste, um sicherzustellen, dass die Lanzette ausgefahren ist. Schieben Sie den Auswurfknopf nach vorne, um die benutzte Lanzette zu entsorgen. Setzen Sie anschließend den Deckel der Stechhilfe wieder auf die Stechhilfe.



Mögliche Biogefährdung

Entsorgen Sie die benutzte Lanzette bitte immer ordnungsgemäß, um Verletzungen oder Verunreinigungen anderer Menschen zu vermeiden.



Vorsicht:

- *Fehlt die Sicherheitslasche oder ist sie lose, wenn Sie die Lanzette aus der Tasche nehmen, dann verwenden Sie diese Lanzette nicht*
- *Verwenden Sie die Lanzette nicht, wenn die Nadel verbogen ist*
- *Seien Sie immer vorsichtig, wenn die Nadel der Lanzette frei liegt*
- *Niemals teilen Sie die Lanzetten oder Stechhilfe mit anderen Leute um mögliche Infektion zu vermeiden.*
- *Verwenden Sie immer eine neue, sterile Lanzette, um das Infektionsrisiko zu verringern. Gebrauchte Lanzetten sollten sie nicht wiederverwenden. In order to Schützen Sie Ihre Stechhilfe und Lanzetten vor Verschmutzung durch Handlotionen, Öl oder staubige Ablagerungen.*

Alternative Teststelle


Für einen Blutzuckertest können Sie die Blutprobe auch aus anderen Stelle als Fingerspitze erhalten. Aus alternative Messstellen wie Unterarm oder Handballen können Blutzuckerwerte erzielt werden, die sich erheblich vom Fingerblut unterscheiden. Unterschiede treten auf, wenn sich der Blutzuckerspiegel schnell ändert, beispielsweise nach einer Mahlzeit, nach Insulin, während oder nach dem Training. Unterschiede treten auf, wenn sich der Blutzuckerspiegel schnell ändert, beispielsweise nach einer Mahlzeit, nach Insulin, während oder nach dem Training.

Der Unterarm und die Handflächen haben weniger Nervenenden als die Fingerspitze. Vielleicht finden Sie die Blutentnahme an diesen Stellen weniger schmerzhaft als an der Fingerspitze erzeugt. Das Verfahren für die Unterarm- und Handflächenentnahme ist unterschiedlich. Sie benötigen die klare Kappe, um Blut von diesen Stellen zu entnehmen. Die klare Kappe ist für die Einstichtiefe nicht einstellbar.

Hinweise: Das Blutketontest darf nicht an alternativen Teststellen durchführen.


Folgen Sie die Schritte 1 und 2 von "Stechhilfe vorbereiten" und führt die Lanzette in die Stechhilfe ein.

3. Schrauben Sie die durchsichtige Kappe an der Stechhilfe.



4. Suchen Sie die Stelle an Unterarm oder auf Handballen aus. Nehmen Sie eine weiche, fleischige und nicht behaarte Stelle, die soll sauber und

trocken sein, nicht an Knochen und keine Vene zu sehen. Massieren Sie die Stelle für ein paar Sekunden lang, damit sie sich warm anfühlt.



5. Halten Sie die Stechhilfe an der Messstelle. Drücken Sie die durchsichtige Kappe gegen die Stelle für einige Sekunden. Drücken Sie die Entriegelungstaste und heben Sie die Stechhilfe nicht sofort ab. Halten Sie die Stechhilfe noch weiter gegen die Stelle, bis Sie feststellen können, dass ausreichende Blutprobe entnommen wird.



Notes:

- Lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten, ob die alternative Messstelle für Sie geeignet sind.
- Alternative Messstelle werden nicht empfohlen, wenn Sie hypoglykämische Unwissenheit haben (Sie erkennen nicht die Symptome oder können nicht feststellen, wenn Sie einen niedrigen Blutzuckerwert haben). Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, wenn Sie einen niedrigen Blutzuckerspiegel haben.
- Wählen Sie einen weichen, fleischigen Hautbereich aus, der frei von Haaren, Muttermalen und sichtbaren Venen ist, um eine Messung an alternativer Stelle durchzuführen. Waschen Sie die Stelle mit warmem Wasser und Seife, spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie sorgfältig ab.
- Messen Sie Ihren Blutzucker an die alternative Teststelle nur wenn länger als 2 Stunde nach:
·Einer Mahlzeit ·Einnahme von Medikamenten ·Sporttreibung

GKI Test

Rufen Sie den GKI-Testmodus auf, testen Sie Ihren Blutzucker und Ihr Blutketon und verstehen Sie gleichzeitig Ihr GKI-Ergebnis (Glucose Ketone Index).

1. Aktivieren Sie den GKI-Testmodus

Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, drücken Sie die Ein- / Aus-Taste für 3s - GKI und die Streifensymbole blinken. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Ein- / Aus-Taste erneut.



2. Durchführen von Blutzuckertests

Zuerst, erscheint ein Symbol mit einem Teststreifen mit „GLU“ und „GKI“, das Sie darüber informiert, dass das Messgerät zum Testen des Blutzuckers bereit ist.



Führen Sie den **Keto-Mojo™** Blutzuckerteststreifen in Pfeilrichtung in das Messgerät ein.



Dann erscheint ein Symbol mit einem Teststreifen mit einem blinkenden Blut, das Sie darüber informiert, dass das Messgerät testbereit ist.



Berühren Sie sofort mit der Spitze des Teststreifens den Blutropfen. Das Blut wird durch die Spitze in den Teststreifen gezogen. Stellen Sie sicher, dass die Blutprobe das Kontrollfenster der Streifen spitze vollständig ausgefüllt hat. Halten Sie die Spitze des Teststreifens in den Blutropfen, bis das Messgerät piept.



Das Messgerät zählt 5 Sekunden herunter und Ihr Blutzucker-Ergebnis erscheint nach einem Piepton im Display. Das Testergebnis wird 1 Sekunde lang angezeigt und automatisch im Messgerät gespeichert. Dann wechselt das Messgerät zur Blutketontestung.



Wenn Sie die falschen Streifen einlegen, zeigt das Messgerät die Fehlermeldung an:



3. Durchführen von Blutketontests

Jetzt wechselt das Messgerät zur Blutketontestung. Ein Symbol mit einem Teststreifen mit „KET“ und „GKI“ zeigt an, dass das Messgerät zum Testen von Blutketon bereit ist.



Führen Sie den **Keto-Mojo™** Blutketon-Teststreifen in Pfeilrichtung in das Messgerät ein. Bitte beachten Sie, dass zur Durchführung eines GKI-Tests das Zeitintervall zwischen Glukose- und Ketontest weniger als 3 Minuten betragen sollte. Wenn das Zeitintervall zwischen Glukose- und Ketontest mehr als 3 Minuten

beträgt, verlässt das Messgerät den GKI-Modus und der GKI-Modus wird beendet deaktiviert.



Dann erscheint ein Symbol mit einem Teststreifen mit einem blinkenden Blut, das Sie darüber informiert, dass das Messgerät testbereit ist.



Berühren Sie sofort mit der Spitze des Teststreifens den Blutstropfen. Das Blut wird durch die Spitze in den Teststreifen gezogen. Stellen Sie sicher, dass die Blutprobe das Kontrollfenster der Streifenspitze vollständig ausgefüllt hat. Halten Sie die Spitze des Teststreifens in den Blutstropfen, bis das Messgerät piept.



Das Messgerät zählt 10 Sekunden herunter und Ihr Blutketon-Ergebnis wird nach einem Piepton auf dem Display angezeigt. Das Testergebnis wird 3 Sekunde lang angezeigt und automatisch im Messgerät gespeichert. Dann wechselt das Messgerät zum GKI-Test.



Wenn Sie die falschen Streifen einlegen, zeigt das Messgerät die Fehlermeldung an:



4. Verstehen Sie Ihr GKI-Ergebnis

Eine Sekunde nach dem Keton-Ergebnis zeigt das Messgerät dauerhaft das GKI-Ergebnis an und speichert es im Speicher.



WAS IST DER GLUCOSE KETONE INDEX?

Der Glukose-Keton-Index (GKI) ist eine einfache Formel, die das Verhältnis von Blutzucker zu Ketonen als Einzelwert angibt. Wichtiger ist jedoch, dass es sich um einen Biomarker handelt, mit dem die metabolische Gesundheit sowie der Ketosegrad verfolgt werden können.

WARUM GKI WICHTIG IST

Die eigenen Glukose- oder Ketonwerte liefern eine Momentaufnahme eines bestimmten Moments, was bedeutet, dass die Werte unabhängig von unmittelbaren Variablen wie Stress, der den Blutzucker erhöht, oder einer fettreichen Mahlzeit, die die Ketone erhöhen kann, beeinflusst werden können.

GKI bietet einen besseren Überblick über den Stoffwechselstatus und den Zustand der Ketose, da bei der Berechnung die Variablen berücksichtigt und somit normalisiert werden, was zu einem genaueren und stabileren Bild führt.

Stellen Sie sich GKI als Werkzeug vor. Es ist in der medizinischen Industrie zu einer zunehmend wichtigen Maßnahme für die Verfolgung von therapeutischer Ketose geworden, die erfolgreich zur Behandlung chronischer Erkrankungen eingesetzt wird

Wann und wie oft zu testen

Blutzucker- und Ketontests sollten nach Möglichkeit 2 bis 3 Stunden postprandial (nach einer Mahlzeit) zweimal täglich durchgeführt werden. Zweimal täglich am besten testen zeigt, wie sich die Nahrungsaufnahme auf den GKI auswirkt.

Testen mit der Kontrolllösung

Warum sollten Sie Kontrolltests durchführen?

Sie sollten einen Kontrolltest durchführen, um sich zu vergewissern, dass Ihr Messgerät und Teststreifen ordnungsgemäß funktionieren, damit sie zuverlässige Testergebnisse liefern. So führen Sie den Kontrolltest durch:

- Mindestens einmal die Woche
- Wenn Sie eine neue Teststreifenflasche öffnen
- Wenn Sie das Messgerät und die Teststreifen überprüfen möchten
- Wenn Teststreifen bei extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit gelagert waren
- Wenn das Messgerät heruntergefallen ist
- Die Testergebnisse nicht mit Ihrem Gefühl übereinstimmen

Über die Kontrolllösungen

- Verwenden Sie zum Üben auf dem System nur **Keto-Mojo™** Glucose / Keton-Kontrolllösungen (normal oder hoch).
- Ihr Gerät erkennt automatisch die Kontrolllösung
- Die Ergebnisse der Kontrolllösung werden nicht in die Durchschnittsberechnung einbezogen.
- Alle Verfallsdaten werden im Format Jahr-Monat dargestellt, z. B. steht 2021-01 für den Januar 2021.
- Verwenden Sie die Kontrolllösung nicht, die das Verfallsdatum oder das Entsorgungsdatum überschritten hat (die Kontrolllösung läuft 6 Monate nach dem ersten Öffnen der Flasche ab).
- Bitte schütteln Sie die Flasche vor Gebrauch gründlich.
- Schließen Sie die Flasche bitte sofort nach dem Gebrauch fest.

Einen Kontrolltest durchführen

1. Entfernen Sie einen Teststreifen aus dem Teststreifenfolienbeutel.

Note: Überprüfen Sie die Verfalls- und Entsorgungsdaten der Teststreifen. Bereits abgelaufene Teststreifen verwenden Sie bitte nicht.


2. Führen Sie einen Teststreifen in Pfeilrichtung in die Öffnung des Messgeräts ein.



3. Das Messgerät schaltet sich nach einem Piepton an. Ein Symbol von Teststreifen mit blinkendem Blutropfen zeigt Ihnen, dass das Gerät bereit für einen Test ist.



4. Schütteln Sie die Kontrolllösungsf flasche gründlich. Dann drücken Sie die Kontrolllösungsf flasche leicht zusammen und entsorgen den ersten Tropfen. Drücken Sie nun einen zweiten kleinen Tropfen heraus, auf eine saubere, nicht saugfähige Oberfläche.



Ein Hinweis: Tragen Sie Kontrolllösung niemals direkt aus der Flasche auf den Teststreifen auf.

5. Berühren Sie sofort mit der Spitze des Teststreifens den Tropfen der Kontrolllösung. Die Kontrolllösung wird durch die Streifenspitze in den Teststreifen gezogen.

Ein Hinweis: Wenn der Tropfen der Kontrolllösung das Kontrollfenster auf dem Teststreifen nicht ausfüllt, fügen Sie bitte keinen zweiten Tropfen hinzu. Entsorgen Sie stattdessen den Teststreifen und beginnen Sie erneut, mit einem neuen Teststreifen

6. Die Spitze des Teststreifens muss den Tropfen berühren, bis das Messgerät einen Signalton ausgibt. Anschließend sehen Sie auf dem Bildschirm einen Count-Down. Nach einem Signalton wird das Ergebnis Ihres Kontrolltests angezeigt.



Hinweis: Das Gerät erkennt automatisch und markiert das Ergebnis für Sie. Kontrollergebnisse werden nicht in die Durchschnittsberechnung für 7, 14 und 30 Tage einbezogen.

Was bedeutet das Ergebnis Ihres Kontrolltests?

Vergleichen Sie Ihr Kontrolltestergebnis mit den auf der Teststreifenschachtel oder dem Etikett angegebenen Bereichen.



GLU	LOT	190505	GLU	2021-05	KET	LOT	190315	KET	2021-06
		mmol/L		mg/dL			mmol/L		
CTRL 2:		91 - 137		5.1 - 7.6	CTRL 2:		1.2-1.7		
CTRL 3:		243 - 365		13.5 - 20.3	CTRL 3:		1.8-2.7		

Hinweise:

Wenn sich das Ergebnis Ihres Kontrolltests außerhalb des Wertebereichs befindet:

- Überprüfen Sie die Verfallsdaten und Entsorgungsdaten des Teststreifens und der Kontrolllösung. Stellen Sie sicher, die Flasche mit der Kontrolllösung nicht vor mehr als 6 Monaten geöffnet wurde. Abgelaufene Teststreifen oder Kontrolllösungen entsorgen Sie bitte.
- Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur, bei der Sie die Glukosekontrolle testen, zwischen 10 und 40 °C und die Ketonkontrolle zwischen 15 und 40 °C liegt
- Stellen Sie sicher, dass die Kontrolllösungsflasche fest verschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Teststreifen unmittelbar nach dem Entfernen aus dem Teststreifenfolienbeutel verwendet wurde.
- Vergewissern Sie sich bitte, dass die Kontrolllösung gut geschüttelt wurde.
- Egewissern Sie sich, dass Sie die Kontrolllösung der Marke **Keto-Mojo™** verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Kontrolltest korrekt ausgeführt haben.

Nachdem Sie alle oben aufgeführten Bedingungen geprüft haben, wiederholen Sie den Kontrolltest mit einem neuen Teststreifen. Wenn Ihre Ergebnisse dann immer noch außerhalb des auf dem Etikett des Teststreifens oder auf dem Folienbeutel angegebenen Wertebereichs liegen, funktionieren das Messgerät oder die Teststreifen möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Verwenden Sie das Messsystem dann NICHT zum Testen von Blut. Wenden Sie sich an **Keto-Mojo** um weitere Unterstützung zu erhalten.

Um das Messgerät auszuschalten, entnehmen Sie einfach den Teststreifen. Entsorgen Sie die gebrauchten Teststreifen als medizinischen Abfall. Das Ergebnis wird automatisch markiert und liegt in dem Messgerätspeicher. Die Kontrollergebnisse werden nicht in die Blutzucker-Durchschnittswerte einbezogen.

Nutzen Sie den Gerätespeicher

Ihr Messgerät speichert automatisch bis zu 1000 Ergebnisse, mit Uhrzeit und Datum. Die Testergebnisse werden vom neuesten bis zum ältesten zugeordnet. Das Messgerät berechnet auch die Durchschnittswerte der Datensätze der letzten 7, 14 und 30 Tage.

Hinweise:

- Wenn sich bereits 1000 Einträge im Speicher befinden, wird der älteste Eintrag gelöscht, um Platz für den neuen zu schaffen.
- Es ist daher sehr wichtig, dass Sie die korrekte Uhrzeit und das korrekte Datum im Messgerät einstellen. Bitte prüfen Sie, wenn Sie die Batterie gewechselt haben, ob Uhrzeit und Datum korrekt sind.
- Kontrollergebnisse werden nicht in die Durchschnittsberechnung für 7, 14 und 30 Tage einbezogen.

Anzeigen der Testergebnisse

Wenn Ihr Messgerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die Ein- / Aus-Taste, um das Messgerät nach einem Piepton einzuschalten. Auf dem Display blinkt ein Streifensymbol. Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste erneut. Der 7-Tage-Durchschnitt des Blutzuckers wird in der Mitte des Displays angezeigt. Wenn Sie den Speicher überprüfen möchten, nachdem Sie sofort einen Test durchgeführt haben und das Testergebnis auf dem Display angezeigt wird, drücken Sie die Ein- / Aus-Taste, um den 7-Tage-Durchschnitt des Blutzuckers anzuzeigen.



Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste, um den 14-Tage-Durchschnitt des Blutzuckers anzuzeigen, und drücken Sie die Ein- / Aus-Taste erneut, um den 30-Tage-Durchschnitt des Blutzuckers anzuzeigen.




Drücken Sie die Ein / Aus-Taste weiterhin, um die vorherigen Ergebnisse in der richtigen Reihenfolge anzuzeigen (einschließlich Blutzucker und Blutketon). Die Ergebnisse werden beginnend mit dem letzten angezeigt. Jedes Ergebnis zeigt das Datum und die Uhrzeit der Testdurchführung an. Wenn im Display **END** angezeigt wird, haben Sie alle Ergebnisse im Speicher angezeigt.




KAPITEL 4: WARTUNG UND FEHLERBEHANDLUNG

Die ordnungsgemäße Wartung ist nötig, um korrekte Ergebnisse zu erhalten.

Die Batterie wechseln

Wenn das Messgerät Batterien ersetzen muss, wird das Batteriesymbol () angezeigt.

1. Schalten Sie das Messgerät aus, bevor Sie die Batterien wechseln
2. Drücken Sie fest auf den Batteriedeckel und schieben Sie ihn in Pfeilrichtung.



Hinweis:

Nach dem Batteriewechsel werden Sie aufgefordert, die Uhrzeit- und Datumseinstellungen des Messgeräts zu bestätigen. Alle Testergebnisse werden gespeichert.

3. Entfernen Sie die alten Batterien, indem Sie die alten Batterien anheben
4. Legen Sie eine neue Batterie unter die Zinken und in das Batteriefach.



5. Schieben Sie den Akkufachdeckel wieder an seinen Platz und schließen Sie ihn fest.



Warnung:

Halten Sie Batterien von Kindern fern. Lithiumbatterien sind giftig. Bei Verschlucken wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt oder an die Giftnotrufzentrale. Entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.

Pflegen Sie Ihr Messsystem

Multifunktionsmessgerät

Ihr **Keto-Mojo™ GKI** Multifunktionsmessgerät erfordert keine besondere Wartung oder Reinigung. Mit einem mit Wasser und einer milden Reinigungslösung angefeuchteten Tuch kann die Außenseite des Messgeräts abgewischt werden. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten, Schmutz, Blut oder Kontrolllösung durch den Streifen oder den Datenanschluss in das Messgerät gelangen. Es wird empfohlen, das Messgerät nach jedem Gebrauch in der Tragetasche aufzubewahren.

Das **Keto-Mojo™ GKI** Multifunktionsmessgerät ist ein elektronisches Präzisionsinstrument. Bitte gehen Sie vorsichtig damit um.

Stechhilfe

Bitte reinigen Sie die Stechhilfe mit einem weichen Tuch mit milder Seife und warmem Wasser, wenn nötig. Verwenden Sie zum Desinfizieren der Stechhilfe 70% Isopropylalkohol. Trocknen Sie die Stechhilfe sorgfältig ab. Tauchen Sie die Stechhilfe nicht in Flüssigkeit.

Fehlerbehebung

Was Sie sehen	Was es bedeutet	Was Sie tun sollten
E 1	Blut oder Kontrolllösung wurde auf den Teststreifen aufgetragen, bevor der blinkende Tropfen auf der Anzeige erschien.	Ziehen Sie den Teststreifen heraus und wiederholen Sie den Test mit einem neuen Streifen. Fügen Sie erst dann eine Probe hinzu, wenn das Blutropfen-Symbol auf dem Bildschirm aufblinkt.
E 2	Das Messgerät erkennt einen gebrauchten oder kontaminierten Teststreifen.	Ziehen Sie den Teststreifen heraus und wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen. Warten Sie, bis das Blutropfen-Symbol auf dem Display aufblinkt, bevor Sie den Test durchführen.
E 3	Fehlerhafter Teststreifen	Entsorgen Sie den Teststreifen und wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Keto-Mojo™ Blutzucker-Teststreifen.

E 4	Fehlerhafte Probe	Entsorgen Sie den Teststreifen und wiederholen sie den Test mit neuem Teststreifen. Stellen Sie sicher, dass nur Menschenblut und Keto-Mojo™ Kontrolllösung verwendet werden darf.
E 5	Temperatur liegt außerhalb des Bereichs	Begeben Sie sich in einen Bereich, der sich innerhalb der Betriebstemperatur des Messgeräts befindet. Geben Sie dem Messgerät 20 Minuten Zeit, um sich auf diese Temperatur einzustellen, bevor Sie einen Test durchführen.
E 6 E 7	Mögliches Software oder Hardware Problem	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn Sie das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an Keto-Mojo um weitere Unterstützung zu erhalten.
E 10	Unzureichende Probe.	Wiederholen Sie den Test und tragen Sie genügend Probe auf, um das Kontrollfenster des Teststreifens auszufüllen.
HI	Blutzuckertestergebnis liegt über 600 mg/dL (33,3 mmol/L); Das Testergebnis für Blutketon liegt über 8,0 mmol/L.	Waschen und trocknen Sie Ihre Hände und die Teststelle gründlich. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen. Wenn das Ergebnis weiterhin mit HI aufblinkt, wenden Sie sich so schnell wie möglich an Ihren Arzt.
LO	Das Ergebnis des Blutzuckertests liegt unter 10 mg/dL (0,6 mmol/L). Das Testergebnis für Blutketon liegt unter 0,1 mmol/L.	Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen. Wenn immer noch LO aufblinkt, wenden Sie sich so schnell wie möglich an Ihren Arzt.

KAPITEL 5: TECHNISCHE INFORMATIONEN

Systemspezifikationen:

Merkmal	Spezifikation
Messbereich	Blutzucker: 10 - 600 mg/dl (0,6 - 33,3 mmol/l); Blutketon: 0,1-8,0 mmol/l
Ergebniskalibrierung	Plasma-equivalent
Probe	Blutzucker: frisches Vollblut (kapillar, venös, arteriell, neonatal); Blutketon: frisches Vollblut (Kapillare von der Fingerspitze; venös);
Volumen der Probe	Blutzucker: ca. 0,5 µl; Blutketon: ungefähr 0,8 ul
Testdauer	Blutzucker: ca. 5 Sekunden; Blutketon: ungefähr 10 Sekunden;
Energiequelle	Two AAA LR03 1.5V batteries
Akkutyp	12 months or approximately 1,000 tests
Maßeinheiten Glukose	Blutzucker: Das Messgerät ist je nach Landesstandard entweder auf Millimol pro Liter (mmol/l) oder Milligramm pro Deziliter (mg/dl) voreingestellt. Blutketon: Millimol pro Liter (mmol/L) ist die Standardeinstellung
Speicher	Up to 1000 records with date and time
Automatische Ausschaltung	2 minutes after last action
Maße	90.4 mm x 54.5 mm x 27.8 mm
Bildschirm Größe	39 mm x 41 mm
Gewicht	Approximately 63g
Betriebstemperatur	Blutzucker: 5-45 °C Blutketon: 7,5-45 °C
Betrieb bei relativer Luftfeuchtigkeit	10-90% (non-condensing)
Hämatokrit-Bereich	Blutzucker: 0-70%; Blutketon: 20-65%;
Bluetooth	Version 4.2

Einschränkungen

Das **Keto-Mojo™ GKI** Multifunktionsmessgerät, die Teststreifen und die Kontrolllösung wurden so entwickelt, getestet und belegt, dass sie effektiv zusammenarbeiten, um genaue Blutzuckermessungen bereitzustellen. Verwenden Sie daher bitte keine Komponenten anderer Marken.



















- Frisches Kapillarblut kann entnommen und in Reagenzglasern gesammelt werden, die Natriumheparin oder Lithiumheparin enthalten, wenn das Blut innerhalb von 10 Minuten verwendet wird. Verwenden Sie bitte kein Natriumfluorid / Oxalat oder andere Gerinnungshemmer oder Konservierungsmittel.
- Bitte führen Sie die Blutzuckertests nur mit Vollblut durch. Serum- oder Plasmaproben sollten Sie nicht verwenden.
- Hämatokritwerte außerhalb des Hämatokritbereichs des Systems können zu falschen Ergebnissen führen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, um Ihren Hämatokritwert zu ermitteln.
- Ein ungewöhnlich hoher Gehalt an Vitamin C und anderen reduzierenden Substanzen führt zu falschen Blutzuckermessungen.
- Das System wurde getestet, um die Messung der Glukose im Vollblut im Bereich von 10 bis 600 mg/dl (0,6 bis 33,3 mmol/l) genau abzulesen. Keton im Vollblut im Bereich von 0,1 bis 8,0 mmol/l.
- Das **Keto-Mojo™ GKI** Multifunktionsüberwachungssystem wurde getestet und zeigt, dass es bei Blutzuckermessungen bis zu 3048 m (10.000 ft) und bei Blutzuckermessungen bis zu 2651 m (8.700 ft) einwandfrei funktioniert
- Schwerkranke Personen sollten den Glukose- und Ketontest nicht mit dem **Keto-Mojo™ GKI** Multifunktionsmessgerät durchführen.
- Blutproben von Patienten unter Schock, starker Dehydration oder im hyperosmolaren Zustand werden nicht für Tests mit dem **Keto-Mojo™ GKI** -Multifunktionsüberwachungssystem empfohlen.
- Entsorgen Sie bitte die Blutproben und benutzten Materialien sorgfältig. Behandeln Sie alle Blutproben als infektiöses Material. Befolgen Sie die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und beachten Sie bei der Entsorgung alle örtlichen Bestimmungen.

Garantie

Bitte registrieren Sie die Garantie online bei Keto-Mojo.com

Index der Symbole

Die folgenden Symbole können auf der Verpackung und in den Anweisungen für das **Keto-Mojo™ GKI** Multifunktionsmessgerät erscheinen.

Symbole	Erläuterung
	Gebrauchsanweisung beachten
	Nur zur In-vitro-Diagnostik
	Hersteller
	Temperaturbegrenzungen
	Inhalt reicht für <n> Teste aus
	Verwendet von
	Chargennummer
	Bevollmächtigter Vertreter
	Durch Bestrahlung sterilisiert
	Kontrollbereich
	Katalognummer
	Modellnummer
	Nicht wiederverwenden
	ACHTUNG, Begleitdokumente beachten
	Entsorgen Sie Artikel gemäß den örtlichen Gesetzen bezüglich Entsorgung und Recycling
	Nutzung um 6 Monate ab Eröffnung
	Seriennummer
	Vor Sonnenlicht und Hitze schützen