

كتاب ملحوظ المرافق

المبدأ والاستعمال المقصود

**Keto-Mojo™** يحتوي محلول المراقبة على كمية معينة من الجلوكوز. يستعمل للتحقق من أن أشرطة الاختبار وجهاز القياس GK1™ ت العمل بشكل جيد وأنك تقوم بالاختبار بطريقة صحيحة.

- يتعين إجراء اختبار لمراقبة النوعية:
  - مرأة واحدة في الأسواع على الأقل
  - عند بحث على شرطة اختبار جديدة
  - عندما تزيد التحقق من جهاز القوارير
  - عندما تكون شرطة اختبار محفوظة
  - بعد تنظيف جهاز القوارير.
  - عند سقوط جهاز القوارير.

- عندما تزيد التحفيق من جهاز القباب وأشرطة الاختبار.
- عندما تكون أشرطة الاختبار محفوظة في درجات حرارة ورطوبة قصوى.
- بعد تنظيف جهاز القباب.
- عند سقوط جهاز القباب.
- عندما لا يتطابق النتائج المنشورة بها.

تجد ثالث مستويات لمحول المراقبة محول مراقبة ضعيف (CTRL 1)، محول مراقبة عادي (CTRL 2) (ومحول مراقبة على (CTRL 3)، محول المراقبة العادي يكتفي بالاعباء الاختبار الذاتي، إذا كنت تعتقد أن هماز القبس أو اشرطة الاختبار لا تعمل بالطريقة الصحيحة، يمكنك أيضا المرور إلى اختبار المستوى العالمي أو الضعيف، احصل بموزع عك من أجل معلومات حول اقتناص محول المراقبة.

يكون محلول المرافق الضعيف من أقل من 0.1 بالملة من الجلوکور (مکون نشط)، يتكون محلول المرافق العادي من أقل من 0.2 بالملة من الجلوکور (مکون نشط)، يتكون محلول المرافق العالی من أقل من 0.3 بالملة من الجلوکور (مکون نشط)، ثلاث مستويات من محلول المرافق العالی مع حد اعظم في ماء زمین.

الحفظ والاستعمال

- يحظى ملحوظ المراقبة في درجة حرارة -2 -30 درجة مئوية (36 - 86 فارانثيت).
  - لا يوضع في الثلاجة أو المجمد.
  - إذا كان ملحوظ المراقبة بارداً، لا يستعمل حتى يسخن حسب درجة حرارة الغرفة.
  - يجب استعماله في تزاريق نهاية الصلاحية المشار إليها على الفنية.
  - ملاحظة: تطبيق جميع توارييف نهاية الصلاحية في شكل السنة - الشهور. 01-01-2021 يعني جانفي 2021
  - تنتهي هذه صلاحية ملحوظ المراقبة 6 أشهر بعد افتتاح الفنية لأول مرة. محل تأمين الصرس
  - ملاحظة: تخالج ملحوظ المراقبة في درجة حرارة -2 -30 درجة مئوية (36 - 86 فارانثيت).

مترجم: سعیدن مسعودی | مترجم: سعیدن مسعودی | مترجم: سعیدن مسعودی

- للشخص المخبري فقط، يخصص محلول المراقبة للاستعمال الخارجي فقط، لا يجب بلعه أو حققه، موجه للاستعمال الذاتي والمهني.
- رج جيدا قبل الاستعمال.

- اختبارات محلول المراقبة مخصصة لتكون دقيقة فقط عند استعمالها في درجة حرارة 10 - 40 درجة مئوية (50 - 104 فراغات).
- مجالات المراقبة المطبوعة على قببنة أشرطة الاختبار ليست مجالاً مقتربة نسبيّة السكر في دمك مجالات نسبية السكر في الدم الشخصية

- يجب عدم وضع نهاية شرط الاختيار في فئنة محلول المراقبة يمكن لذلك أن يتسبّب في ادخال ملحوظات في فئنة محلول المراقبة.

- استعملوا محلول المرآفية من علامة Keto-Mojo™ مع جهاز القلب Keto-Mojo™ GK1، أسلطة الاختبار Keto-Mojo™.
- يجب عدم استعمال محلول المرآفية إذا كانت العلبة تالفة.

العقد اللازم

- محلول المراقبة
- كتيب الاستعمال

العناد اللازد لكن غير موفر في العطية

- حفظ القرآن • أنشطة الاتصال

Learn AI Sketch

1. شغل جهاز التقبيل بإدخال سريوط اختبار جديد، اطلع على دليل استعمال الجهاز لتفاصيل أكثر عن عمل الجهاز.
  2. رج قبة مخول المراقبة عبأته، واطلب من القبة تنفيذ نسق قترة أولى، إذا كانت نهاية مسدودة، انفر النهاية بطف على سطح صلبي ونظيف، رج ثانية ثم استعمل، اختبر فروا بعد ضغط مخول المراقبة.
  3. استمع قدرة صغيرة ثانية على سطح نظيف غير ماص، صنع نهاية سريوط الاختبار على النطرة إلى غالية أن يصدر الجهاز تنبية صوتية.
  4. ملاحظة: يجب عدم وضع مخول المراقبة مباشرة على سريوط الاختبار، تخلص من سريوط الاختبار وادع العمليه لاستعمال سريوط الاختبار جديداً.
  5. اقرأ النتائج على شاشة الجهاز بعض مددور تنبية صوتية.

النتائج المنتظر

يبقى أن تكون نتائج اختبار مطابق المراقبة داخل مجال المراقبة، الحالات الخاصة بالمستويات الثلاثة (2, 3, CTRL) [موضحة على ملخصة قيادة الاختبار، من أجل تأكيد النتائج، يجب أن تكون اختبارات مطابق المراقبة الضيق في مجال CTRL، و اختبارات مطابق في مجال 2، و اختبارات مطابق المراقبة العادي في مجال CTRL، إذا كانت نتائج الاختبار في المجال المحدد، هذا يعني أن نظام متعادل نسبة نسبية الكثافة في الدنم يعمل بطريقة مطابقة وذلك بالعملية المبرأة بطرق مختلفة].

- تخلص من تاريخ نهاية صلاحية شريط الاختبار ومحول المراقبة لم تفتح لأكثر من 6 أشهر
  - تأكيد من أن قيادة أشرطة الاختبار ومحول المراقبة متوفقة الصلاحية.
  - تأكيد من أن درجة الحرارة المعملية بين 0 و 40 درجة مئوية (50-104 فارانثيت).
  - تأكيد من أن قيادة أشرطة الاختبار ومحول المراقبة مفتوحة بإلحاكم.
  - تأكيد من استعمالك لمتحول مراقبة على **Keto-Mojo**.
  - تأكيد من ذلك انتعست مرحل العملية بطريقة صحوجة.

بعد انتهاء المدة التي ينتهي بها العقد، يعود المخالف إلى التصرف في الممتلكات التي يملكها، فإذا بقيت النتائج خارج المجال المشار إليه في ملخص قرارات المحكمة، فإنه يتعين على المخالف إعادتها إلى الملاك.

دلیل از معرف

رقم المخترع	اسم المخترع	نوع المخترع	البيانات الفنية	الملاحظات	البيانات الفنية	الملاحظات
IVD	الشخص الخارجي فقط	كتالوج	REF	يستخدم بواسطة	CTRL	عدد الكثير
فود درجة الحرارة	٣٠°C ٢°C	الصانع	6M	تطلاق السيطرة	LOT	ممثل مفوض

**Manufactured For:**  
Keto-Mojo Europe BV  
Ground, 1st, 2nd and 3rd floor  
Joop Geesinkweg 901-999  
Amsterdam-Duivendrecht  
1114 AB, Netherlands

Manufactured By:  
aChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.  
Level 2, Block 2, 146 East Chaofeng Rd.,  
Xiangxiang Economic Development Zone,  
Hangzhou, 311100, China

CE 0197