



ورق فحص كيتون الدم التعريف

طريق العمل
Keto-Mojo™ لفحص كيتون الدم يعتمد على طريق الكيميا الكهربائي بواسطة استخدام جهاز **Keto-Mojo™** لفحص درجة كثافة β -hydroxybutyrate. وعندما أمتصس الورق عينة الدم يجب أخذ عينة الدم الجديدة في عملية الفحص. وحرام من استخدام المصل أو الملازمات في الفحص بواسطة هذا الجهاز مع الورق عند الفحص يجب أن يكون HCT داخل حدود 20% - 65%. وإذا تجاوز HCT هذا الحدود فستكون نتيجة الفحص غير صحيحة.

يقوم المختصون أو المريض بعملية الفحص في البيت أو العيادة الطبية فقط. لا يقوم بهذا الفحص للمولود الجديد (الطفل الصغير) ويستخدم هذا الطريق فقط لفرد واحد ولا لأشخاص آخرين في آن واحد

المكونات الرئيسية:

تتضمن كل قطعة من الورق ماداً فعالاً تاليةً :
 β -hydroxybutyrate dehydrogenase (HBDH) < 10IU
 مادة الوسط < 100 μ g
 داخل كل كيس تغليف شريح لامتصاص الرطوبة .

كيفية حفظ الورق
 يجب حفظ الورق في مكان جاف درجة الحرارة به بين 2 – 30 درجة مئوية بعيداً عن الرطوبة وأشعة الشمس من أجل استخدامه لكشف نتائج صحيحة.
 حرام من حفظ الورق داخل مكان به درجة الحرارة تحت صفر مئوي درجة الحرارة المناسبة عند استخدام الورق بين 5-7 درجة مئوية درجة الرطوبة المناسبة عند استخدام الورق 10-90% لا يضع الورق مع أدوية كيميائية أخرى
 يجب استخدام الورق فور اخراجه من الكيس يجب استخدام الورق في حدود تاريخ انتهاء الصلاحية حرام من استخدام الورق خارج تاريخ انتهاء الصلاحية يطبع تاريخ فقدان الصلاحية عند قيس الحفظ بشكل عام شهر ... مثل شهر يناير عام 2021 لا يستخدم الورق قط لمعرفة تغيرات سكر الدم الأولى. ويجب مراجعة الأطباء المتخصصين لا يتخذ المريض طريق العلاج بنفسه إلا بعد زيارة الأطباء .

فحص درجة كيتون الدم
 داخل علبة تغليف الجهاز كليب التعريف عن كيفية استخدام الجهاز مع ورق فحص كيتون الدم الورق **Keto-Mojo™** يوضع مع كليب التعريف داخل علبة الجهاز تحتاج عملية الفحص إلى جهاز **Keto-Mojo™ GKI** وقام أحد عينة الدم وإبرة أخذ عينة الدم مع قراءة جديدة لكتيب التعريف للجهاز قبل الاستخدام 1 يجب غسل اليدين وتتنظيفها قبل أخذ عينة الدم 2 إخراج قلم أخذ عينة الدم 3 تدقق تاريخ فقدان الصلاحية المكتوب بالورق. وحرام من استخدام الورق بعد تاريخ فقدان الصلاحية 4 وضع الورق إلى داخل فتحة الجهاز فيبدأ الجهاز العمل تلقائياً 5 أخذ عينة الدم من أصبع اليدين باستخدام القلم والإبرة 6 ضع عينة الدم في رأس الورق ولا تضعها في مكان آخر في الورق 7 بعد 10 ثوان من عملية الفحص يُظهر الجهاز نتيجة فحص درجة كيتون الدم

هدف التحكم بتغيير كيتون الدم
 درجة β -hydroxybutyrate هو المادة المهمة في دم الإنسان. أما عملية الفحص تهدف إلى معرفة إذا يمتنع الإنسان عن الأكل أو بعد حركة رياضية شديدة أو إذا كان مصاباً بمرض السكري ستترتفع درجة β -hydroxybutyrate إذا كانت نتيجة الفحص لكتيون الدم هي LO مع أن درجة سكر الدم هي فوق (300 mg/dL) 16.7 mmol/L ف يجب استخدام الورق الجديد لإعادة فحص كيتون الدم وسكر الدم . وإذا كانت نتيجة الفحص الأولي بنفسها فيجب زيارة الطبيب سرعاً، ولا ينصح المريض طريق العلاج بنفسك بدون مراجعة الطبيب . وإذا كانت نتيجة الفحص لكتيون الدم بين 0.6-1.5 mmol/L ودرجة سكر الدم فوق (300 mg/dL) 16.7 mmol/L فيجب زيارة الطبيب لطلب مساعدته إذا كانت نتيجة فحص كيتون الدم فوق 0.5 mmol/L ودرجة سكر الدم فوق (300 mg/dL) 16.7 mmol/L قد تكون مصاباً بتمثيل حامض كيتون الدم (DKA) (نوع من مرض السكري الشديد) فيجب زيارة الطبيب فوراً

- اختيار الضمان على الجودة
- استخدام المسال الحاصل لضمان الجودة
- قراءة كليب التعريف بينما قبل الاستخدام
- القيام بختبار الضمان على الجودة في أحوال تالية :

 - مرة واحدة على الأقل كل أسبوع
 - عند استخدام عملية جديدة من الورق
 - لدى فحص الجهاز والورق
 - في حالة تغير فيها درجة الحرارة أو ظروف حفظ الورق
 - بعد تنظيف الجهاز
 - بعد سقوط الجهاز على الأرض
 - عندما تختلف نتيجة الفحص عن شعورك حول حالتك الجسدية

محدودية الظروف :
Keto-Mojo™ يستخدم فقط مع ورق **Keto-Mojo™ GKI** لفحص كيتون الدم وسائل ضمان الجودة من أجل الحصول على النتيجة الصحيحة. وحرام من استخدام الورق عينة الدم يجب أخذ عينة الدم الجديدة في عملية الفحص. وحرام من استخدام المصل أو الملازمات في الفحص بواسطة هذا الجهاز مع الورق عند الفحص يجب أن يكون HCT داخل حدود 20% - 65%. وإذا تجاوز HCT هذا الحدود فستكون نتيجة الفحص غير صحيحة.

المواد التالية لا تؤثر على عملية فحص كيتون الدم باستخدام جهاز **Keto-Mojo™ GKI** ورق **Keto-Mojo™**

درجة الكثافة (mg/dL)	المواد المؤثرة (mg/dL)	المواد المؤثرة
60	Galactose	100
15	Gentisic acid	60
60	Glucose	450
45	Ibuprofen	30
3.0	Levo-dopa	4.5
3.0	Maltose	1000
9.0	Mannitol	1000
600	Metformin HCl	60
6.0	Salicylate	45
6.0	Tetracycline	18
900	Triglycerides	1000
1.0	Uric acid	20
150	Vitamin E	15
0.1	Xylitol	1000
0.8	Xylose	1000

درجة الدقة لنتيجة الفحص : درجة كثافة كيتون الدم :	BioChemical
داخل الحدود $\pm 5\%$	داخل الحدود $\pm 10\%$
31/60(51.7%)	50/60(83.3%)
داخل الحدود ± 0.075 mmol/L	داخل الحدود ± 0.15 mmol/L
113/240(47.1%)	190/240(79.2%)
233/240(97.1%)	240/240(100%)

بواسطة جهاز التحليل يمكن فحص عينات الدم المأخوذة من الأوردة بواسطة جهاز **Keto-Mojo™ GKI** بينما نطاق الفحص لعينة الدم المأخوذة من الأوعية الشعرية بواسطة جهاز **Keto-Mojo™ GKI** بين 0.1-3.2 mmol/L أما نطاق الفحص لعينة الدم المأخوذة من الأوردة بجهاز **Keto-Mojo™ GKI** فهو بين 0.1 to 3.2 mmol/L

يمكن أن يراجع المتخصصون الملف التالي :

1. Schade DS, Eaton RP. Metabolic and clinical significance of ketosis. Special Topics in Endocrinology and Metabolism 1982; 4: 1-27.
2. Wiggam MI, O'Kane MJ, Harper R, Atkinson AB, Hadden DR, Trimble ER, Bell PM. Treatment of diabetic ketoacidosis using normalization of blood 3-hydroxybutyrate concentration as the endpoint of emergency management. Diabetes Care 1997; 20:1347-1352.
3. Harano Y, Kosugi K, Hyosu T, Suzuki M, Hidaka H, Kashiwagi A, Uno S, Shigeta Y. Ketone bodies as markers for Type 1 (insulin-dependent) diabetes and their value in the monitoring of diabetes control. Diabetologia 1984; 26: 343-348.
4. Ubukata E. Diurnal variation of blood beta-Ketone bodies in insulin-dependent diabetes mellitus and noninsulin-dependent diabetes mellitus patients: The relationship to serum C-Peptide immuno reactivity and free insulin. Ann Nutr Metab 1990; 34:333-342.
5. Luzi L, Barrett EJ, Groop LC, Ferrannini E, De Fronzo RA. Metabolic effects of low-dose insulin therapy on glucose metabolism in diabetic ketoacidosis. Diabetes 1988; 37: 1470-1477.

تفسير العلامات التالية

	الفضل بمراجعة كتاب تعريف الجهاز		تاريخ فقدان الصلاحية		عدد
	استخدام الجهاز للفحص خارج الجسد فقط		رقم الدفعه		إطار التحكم بالجودة
	الحفاظ على درجة الحرارة		شركة الانتاج		الرقم المطلوب
	فقدان الصلاحية بعد 6 أشهر في الاتحاد الأوروبي		حرام من إعادة استخدام		أشهر من فتح التغليف

دور الجهاز وفعاليته
 قد تم ضبط جهاز **Keto-Mojo™ GKI** بواسطة **Randox** وعلبة الكاشفة (RB1007) درجة دقة الجهاز

نطاق الفحص	درجة كثافة (β -hydroxybutyrate)	SD (mmol/L)	CV	نطاق الفحص	درجة كثافة (β -hydroxybutyrate)	SD (mmol/L)	CV
1	0.397	0.058	--	1	0.581	0.081	--
2	1.391	0.072	--	2	2.473	0.115	4.5%
3	2.543	0.112	4.3%	3	5.089	0.135	2.7%
4	3.435	0.119	3.4%				
5	4.910	0.185	3.7%				

العينات الماخوذة من	الدرجة المائية (mmol/L)	R	N
الأوعية الشعرية	0.9785	0.9882	300
الأوردة	0.9756	0.0010	0.9876

درجة الدقة لنتيجة الفحص : درجة كثافة كيتون الدم :	BioChemical
داخل الحدود $\pm 5\%$	داخل حدود $\pm 10\%$
29/60(48.3%)	55/60(91.7%)
≥ 1.5 mmol/L	≥ 1.5 mmol/L
داخل الحدود ± 0.075 mmol/L	داخل الحدود ± 0.15 mmol/L
122/240(50.8%)	197/240(82.1%)
236/240(98.3%)	240/240(100%)

Manufactured For:
 Keto-Mojo Europe BV
 Ground, 1st, 2nd and 3rd floor
 Joop Geesinkweg 901-999
 Amsterdam-Duivendrecht
 1114 AB, Netherlands

Manufactured By:
 VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
 Level 2, Block 2, 146 East Chaofeng Rd,
 Yuhang Economy Development Zone,
 Hangzhou, 311100, China

EC REP
 Landlink GmbH
 Dorfstrasse 2/4
 Emmendingen, Germany
 Tel / Fax: 0049 7641 9626855
 E-mail: info@landlink.eu

CE 0197

Number: 1205088501
 Effective date: 2019-08-01