



محلول كيتون الدم الحل حزمة إدراج

مبدأ الاستخدام المقصود

يحتوي محلول Keto-Mojo™ للتحكم في كيتون الدم على تركيز معروف للكيتون. يتم استخدامه للتتأكد من أن شرائط اختبار Keto-Mojo™ KItenton الدم و العداد Keto-Mojo™ GK1 لمتعددة الوظائف تتعامل معاً بشكل صحيح وأنك تقوم بإجراء الاختبار بشكل صحيح.

يجب عليك إجراء اختبار مراقبة الجودة:

- مرة واحدة على الأقل في الأسبوع
- عند فتح مربع جديد من شريط الاختبار
- عندما تزيد التحقق من العداد وشرائط الاختبار
- إذا تم تخزين شرائط الاختبار في درجة حرارة أو رطوبة قصوى
- بعد تنظيف العداد الخاص بك
- إذا كنت قد أسلقت العداد
- نتيجة الاختبار الخاصة بك لا تتوافق مع ما تشعر به

يوجد مستويان من حل التحكم متاحان باسم (CTRL 2) والتحكم المحلول عادي التحكم المحلول عالي(CTRL 3). التحكم في الحل 2 يكفي لمعظم احتياجات الاختبار الذاتي. اتصل بـ Keto-Mojo للحصول على معلومات حول شراء حلول التحكم.

تكوين

يحتوي التحكم المحلول عادي على أقل من 0.05% من الكيتون (العنصر النشط) ، ويحتوي التحكم المحلول عالي على أقل من 0.10% من الكيتون (المكون النشط) ، وهو حل للتحكم في مستويين مع مواد حافظة في خليط مائي.

التخزين والمناولة

تخزين حل التحكم في 2-30 درجة مئوية (36-86 درجة فهرنهايت).

- لا يتطلب ولا تجمد.
- إذا كان حل التحكم بارداً ، فلا تستخدمه إلا بعد ارتفاع إلى درجة حرارة الغرفة.
- استخدم قبل تاريخ انتهاء الصلاحية الذي يظهر على الزجاجة.
- ملاحظات: تتم طباعة جميع تواريخ انتهاء الصلاحية بتقسيق سنة شهر. 01-2021 يشير إلى يناير 2021.
- سينتهي حل التحكم بعد 6 أشهر من فتح الزجاجة لأول مرة. سجل التاريخ المهجور هذا على ملصق الزجاجة.
- ملاحظات: نبذ حل التحكم منتهي الصلاحية وفقاً للوائح المحلية.

ملاحظات:

للاستخدام في المختبر التشخيصي الخارجي. الحل التحكم هو لاختبار فقط خارج الجسم. لا ابتلاء أو حقن. للاختبار الذاتي والاستخدام المهني.

رج العبوة جيداً قبل الاستخدام.

يتم تحديد اختبارات حل التحكم لتكون دقيقة فقط عند اختبارها بين 15 و 40 درجة مئوية (59-104 درجة فهرنهايت).

نطاقات التحكم المعروضة في المربع أو الملصقات ليست نطاقاً موصى به لمستوى الكيتون في الدم. يجب تحديد النطاقات المستهدفة لكيتون الدم الخاص بك بواسطة أخصائي الرعاية الصحية لمرضي السكري.

لا تنس نهاية شريط الاختبار بزجاجة محلول التحكم. قد يؤدي ذلك إلى الملوثات دخول في زجاجة محلول التحكم.

لا تستخدم حل التحكم في حالة تلف الحزمة.

استخدم حل التحكم في كيتون الدم Keto-Mojo™ GK1 فقط مع شرائط العداد Keto-Mojo™ GK1 لمتعددة الوظائف وشرائط اختبار كيتون الدم Keto-Mojo™.

المادة المطلوبة

- حل التحكم
- حزمة إدراج

المادة المطلوبة ولكن لم يتم توفيرها

- العداد
- شرائط الاختبار

تعليمات الاستخدام

1. قم بتشغيل الطاقة على العداد عن طريق إدخال شريط اختبار جديد. ارجع إلى تفاصيل دليل مستخدم العداد الخاص بك حول تشغيل العداد.

2. يهز زجاجة محلول التحكم بلطف ونبذ أول قطرة، إذا كانت السدادات تسد ، فاضغط على السدادات برفق على سطح العداد.
3. اضغط على قطرة صغيرة ثانية على سطح نظيف غير ماس ولامس على الفور طرف العينة من شريط الاختبار في محلول التحكم حتى يصدر صوت العداد صوتاً.
4. ملاحظات: لا تضع محلول التحكم على شريط الاختبار مباشرة من الزجاجة.
إذا لم تملأ عينة محلول التحكم نافذة الفحص بالكامل ، فلا تضيف قطرة ثانية. نبذ شريط الاختبار وابداً من جديد بشريط اختبار جديد.
4. اقرأ النتيجة من شاشة العداد بعد 10 ثوان.

نتائج متوقعة

يجب أن تكون نتائج اختبار محلول التحكم ضمن نطاق التحكم. يتم عرض النطاقات لمستويين (CTRL 2 و CTRL 3) في مربع الشرط أو الملصقات. تأكيد النتائج ، يجب أن تقع اختبارات التحكم المحلول عادي ضمن نطاق 2 CTRL ، ويجب أن تقع اختبارات التحكم المحلول عالي ضمن نطاق 3 CTRL. إذا كانت نتائج الاختبار مع محلول التحكم المحدد ، فهذا يشير إلى أن نظام مراقبة العداد Keto-Mojo™ GK1 لمتعددة الوظائف يعمل بشكل صحيح وأنك تقوم بالإجراء بشكل صحيح.

إذا كانت نتائج اختبار محلول التحكم لا تدخل ضمن النطاق المعني:
 • تتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية لشريط الاختبار ومحلول التحكم. تأكيد من عدم فتح زجاجة محلول التحكم لأكثر من 6 أشهر. نبذ أي شرائط اختبار منتهية الصلاحية أو محلول التحكم.

• تأكيد من أن زجاجة محلول التحكم قد تم ربطها باحكام الرابط.

• تأكيد من أنك تستخدم محلول Keto-Mojo للتحكم في كيتون الدم.

• تأكيد من اتباعك لإجراءات الاختبار بشكل صحيح.

بعد التحقق من جميع الشروط المذكورة أعلاه ، كرر اختبار محلول التحكم بشريط اختبار جديد. إذا كانت نتائجك لا تزال خارج النطاق المشار إليه في مربع الأدوات أو الملصقات ، فقد لا يعمل جهاز القياس بشكل صحيح. لا تستخدم النظام لاختبار الدم. اتصل Keto-Mojo للحصول على الدعم.

للحصول على الإرشادات الكاملة ، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم المضمن في عدادك. لطرح أسئلة أو مشكلات إضافية مع هذا المنتج ، يرجى الاتصال بـ Keto-Mojo للحصول على الدعم.

مؤشر الرموز

التشخيص الخارجي فقط	للاستخدام في المختبر	REF	يستخدم بواسطة	راجع تعليمات الاستخدام
قيود درجة الحرارة	IVD	الصانع	CTRL	عدد الكبير
20°C - 30°C			نطاق السيطرة	LOT
استخدم لمدة 6 أشهر من الافتتاح	6M			ممثل مفوض



Manufactured For:
Keto-Mojo Europe BV
Ground, 1st, 2nd and 3rd floor
Joop Geesinkweg 901-999
Amsterdam-Duivendrecht
1114 AB, Netherlands

Manufactured By:
VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
Level 2, Block 2, 146 East Chaofeng Rd.,
Yuhang Economy Development Zone,
Hangzhou, 311100, China

EC REP Landlink GmbH
Dorfstrasse 2/4
Emmendingen, Germany
Tel / Fax: 0049 7641 9626855
E-mail: info@landlink.eu



Number: 1205088701
Effective date: 2019-08-23